

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Л.Л. Закарьянова

2021 г

« »

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание		
1	Наименование медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	Дефибриллятор		
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	Дефибриллятор		
3	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Основные комплектующие		
		1.	Дефибриллятор серии PRIMEDIC, модель: DEF1-B (M110)	Универсальный дефибриллятор для электроимпульсной терапии и реанимации. Область применения: Анестезиология, реаниматология, кардиология. Класс безопасности: класс 2 б – с повышенной степенью риска.

Параметры:

Автоматическая внутренняя самопроверка функций и сигнальных механизмов выполняется аппаратом при каждом включении.

Монофазный демпфированный синусоидальный импульс.

Асинхронная наружная дефибриляция в ручном режиме.

Многоразовые электроды для дефибриляции («утюгов»), взрослых и встроенных в них детских.

Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями.

Звуковой непрерывный сигнал и визуальный индикатор для обозначения готовности аппарата после набора энергии.

После набора заряда энергия доступна в течение 15 секунд.

Функция автоматического сброса набранной энергии – автоматический безопасный сброс энергии в случае, если через 15 секунд после набора заряда дефибриляция не произведена.

Звуковой сигнал и визуальный индикатор на случай возникновения ошибки прибора в процессе набора заряда.

Индикаторы для уверенной и безопасной эксплуатации аппарата:

индикатор уровня энергии;

индикатор процесса набора энергии;

индикатор достижения выбранного уровня энергии;

				индикатор неправильной работы аппарата; индикатор процесса зарядки аккумулятора; индикатор состояния аккумулятора. Питание должно осуществляться от аккумулятора батареи (встроенное зарядное устройство). Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе. Возможность быстрого использования в случае необходимости. Корпус аппарата ударопрочный. Удобная ручка для переноски. Прибор может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Технические характеристики: Форма импульса: монофазная синусоидальная. Режим работы: ручной, асинхронный. Уровни энергии 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом). Время набора заряда при максимальном уровне энергии, равном 360 Дж, составляет 7 секунд при полностью заряженном аккумуляторе. Диаметр электродов: - для взрослых: 8 см. - для детей (встроенные во взрослые): 5 см. Аккумулятор: Никель-Кадмиевый, 14,4 В / 1,5 Ач. Емкость аккумулятора: 35 (+10 резервных) разрядов по 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе. Встроенный блок зарядки: от сети
--	--	--	--	---

			переменного тока 220 В / 50 Гц. Время зарядки аккумулятора: 3.5 часов (100%). Размеры: 400 мм. (Ш) x 480 мм. (В) x 120 мм. (Д) Вес: 9 кг.	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы			
	2.	Гель для дефибрилляции	Контактный гель для дефибрилляции, объем 100 гр.	1 шт.
4	Требования к условиям эксплуатации			
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)			
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации			
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц			
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий			
	60 календарных дней Адрес: г.Нур-Султан, пр.Тауелсиздик 11/2			
	DDP пункт назначения			

4 парақ тігілді, нөмірленді

ШЖҚ «№13 қалалық емхана» МКК

Директор
Л.Л.Закарьянова

